

PAPER RING®

Enostavnejše, hitrejša in natančnejša testiranja občutljivosti za odgovorno rabo antibiotikov



CONNECTED BY CARE®

MASTITIS



- ⊕ Hitra in enostavna uporaba
- ⊕ Točne cone inhibicije
- ⊕ Minimalne možnosti napak



HITRA IN
ENOSTAVNA
UPORABA



TOČNE CONE
INHIBICIJE



ODGOVORNA RABA
ANTIBIOTIKOV

Vse več veterinarjev začena z delom v lastnem laboratoriju z namenom, da bi rejcem nudili hitro in visoko kakovostno svetovanje ter jim pomagali pri izbiri pristopa zdravljenja mastitisa. Za optimalen izbor terapije in vrednotenje je potrebno testiranje občutljivosti.

Paper Rings, oziroma Papirnati obroči vam pomagajo pri izbiri ustreznega antibiotika. Obroče je enostavno naročiti in shranjevati.

Paper Rings, oziroma Papirnati obroči so impregnirani s specifičnimi koncentracijami antibiotikov ozkega spektra za *in vitro* testiranje občutljivosti bakterij, ki so najpogostejši povzročitelji mastitisa, na podlagi evropske disk difuzijske metode EUCAST.

Fiksne obroče za **gramnegativne** in **grampozitivne** bakterije so izbrali strokovnjaki. V paketu se nahajajo kriteriji, ki temeljijo na podlagi mednarodno sprejetih kriterijev, ki jih je objavil EUCAST, dopolnjeni s kriteriji iz CLSI dokumentov.

Za več informacij se obrnite na krajevno predstavništvo Dechra.
GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 436 44 66, e-mail: info.si@dechra.com
GENERA SI d.o.o. je del skupine Dechra Pharmaceuticals PLC
www.dechra.si


Dechra
Veterinary Products


Prednosti novih papirnatih obročev

Klasičen način testiranja

Najprej je treba izbrati ustrezno ploščo

Diske je treba nanesti s pomočjo pincete ali dozirnika

Rezultati, ki se prekrivajo lahko vplivajo na točnost analize.




Testiranje s pomočjo papirnatih obročev


Fiksen vnaprej določen obroč, ki so ga izbrali strokovnjaki (gram + / -)

Enostavna in hitra namestitvev obroča na agar

Ni potreben drag dozirnik



✓ Enostavno ✓ Hitro ✓ Točno



Točna analiza za določitev uporabe ustreznega antibiotika

Obroče za antibiotik za gramnegativne in grampozitivne bakterije so skrbno sestavili strokovnjaki, da bi olajšali ciljani pristop.

Gram negativni obroč

- 1 **AMP** = Ampicillin
- 2 **CTX** = Cefotaksim
- 3 **SXT** = Trimetoprim-Sulfametoksazol (reprezentativen za vse sulfa-kombinacije)
- 4 **Kontrola**
- 5 **K** = Kanamicin
- 6 **N** = Neomicin
- 7 **ENR** = Enrofloksacin

Gram pozitivni obroč

- 1 **P** = Penicilin
- 2 **FOX** = Cefotaksim
- 3 **SXT** = Klindamicin (reprezentativen za pirlimicin in linkomicin)
- 4 **CD** = Klindamicin (reprezentativen za pirlimicin in linkomicin)
- 5 **Ery** = Eritromicin (reprezentativen za tilozin)
- 6 **K** = Kanamicin
- 7 **N** = Neomicin

Primer rezultata za *S. Aureus*: občutljiv na penicilin in cefoksitin, odporen na klindamicin. Izbira terapije: penetamat - Revozyn RTU parenteralno v kombinaciji z intramamarnim injektorjem

Začnite uporabljati papirnate obroče

Za več informacij o papirnatih obročih in/ali za naročilo prve serije Papirnatih obročev, se obrnite na predstavnika Dechre.

Praktično pakiranje v enem vsebniku:
10 vrečk z 10 papirnatimi obroči



Connected by Care

Naša paleta za govedo "Connected by Care" je osredotočena na podporo veterinarjem na večih ravneh. Občutimo povezanost skozi vrednote, ki jih delimo z našimi strankami in smo jim v podporo. Skrb za zdravo poslovanje. Skrb za odgovorno rabo antibiotikov.

